

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN
317-08-2021a

Data: 18.04.2025

ITALIANO



Peso singolo, classe OIML E2, 200 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

| | |
|-------------------------------|--|
| Modello codice articolo | 317-08-2021a |
| Modello-Serie | 317 |
| Assortimento | KERN |
| Tipologia di prodotto | Pesi di prova |
| Gruppo di prodotti | Pesi di prova OIML E2 |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Elemento della distinta base commerciale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761003668 |
| Modello successivo | 317-08; 317-08-2022i |
| Numero di tariffa doganale | 84239090 |

Dati tecnici - Primario

| | |
|--------------------|-------------|
| Valore nominale | 200 g |
| Tolleranza (OIML) | 0,3 mg |
| Cassa in alluminio | 317-080-600 |
| Cassa in plastica | 317-080-400 |
| Cassa in legno | 317-080-100 |

Dati tecnici - Costruzione

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Materiale | acciaio inossidabile lucidato |
|-----------|-------------------------------|

Dati tecnici - Sistema di misura

| | |
|------------------------------|------|
| Classe OIML | E2 |
| Conformità OIML | sì |
| Densità (kg/m ³) | 7950 |
| Volume (cm ³) | 25 |

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|--|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 28×28×47 mm |
| Peso lordo | 0,20 kg |
| Peso netto | 0,20 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 0 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

Dati tecnici - Verifica

| | |
|-------------------------|----|
| Possibilità di verifica | sì |
|-------------------------|----|

Servizi opzionali

| | |
|--------------------|---------|
| Calibrazione DAkKS | 962-338 |
|--------------------|---------|

FUNZIONI

| |
|----------|
| Standard |
|----------|



ACCESSORI

| Modello | Descrizione |
|-------------|---|
| 317-080-600 | Custodia rinforzata in alluminio KERN 317-080-600 |
| 317-080-100 | Custodia in legno per pesi KERN 317-080-100 |
| 317-080-400 | Custodia per pesi in plastica KERN 317-080-400 |

SERVIZI

| Modello | Descrizione |
|----------|---|
| 962-338R | Ricalibrazione DAkks KERN 962-338R |
| 921-338 | Scostamento positivo garantito (? +1/3 OIML) KERN 921-338 |
| 920-33 | Marcatura per incisione KERN 920-33 |
| 920-331 | Marcatura per incisione (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-331 |
| 952-338 | Omologazione KERN 952-338 |
| 962-338 | Calibrazione DAkks 962-338 |