

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN YKA-40

Fecha: 25.02.2025

ESPAÑOL



Image not
available

Fuente de alimentación integrada con enchufe GB, longitud de cable

CONTACT

 Dirección

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Teléfono y fax

Teléfono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

Fuentes de alimentación enchufables YKA-40 (9 V, 600 mA | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.5 A | EURO, UK, CH)

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	YKA-40
Serie de modelos	YKA
Surtido	KERN
Tipo de producto	Accesorios generales para balanzas
Grupo de productos	Accesorios (impresora, etc.)
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 125904 1
Modelo predecesor	YKA-40-2020a
Número del arancel aduanero	85044095

Método de envío

Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - cartón

0 g

Componente del embalaje - por peso - plástico

0 g

Elementos de embalaje - Peso - Vidrio

0 g

Elementos de embalaje - por peso - madera

0 g

Plazo de entrega

1 d

ESPAÑOL

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK
Tensión de entrada	100-240V AC 50/60Hz 0.5A

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	93×67×70 mm
Peso bruto	0,20 kg
Peso neto	0,15 kg

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
YKA-40-US	Conector SAUTER YKA-40-US