



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)


Tel: +49-[0]7433- 9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## Montageanleitung Stativ

### **KERN EOB-A01B-A02B**

Version 1.1  
12/2016  
D

EOB-A01B-A02B-IA-d-1611



# KERN EOB-A01B-A02B

Version 1.1 12/2016

## Montageanleitung Stativ

### Inhaltsverzeichnis

1	Technische Daten .....	2
2	Lieferumfang .....	3
3	Übersicht .....	5

	<b>EOB-A01B</b>
	nur für Plattformen der Größe 304 x 315 mm

Deutsch

### 1 Technische Daten

KERN	EOB-A01B	EOB-A02B
Stativhöhe	48 cm	100 cm

## 2 Lieferumfang

EOB-A01B:

 <p>Stativ</p>	 <p>Halterung Anzeigegerät</p>
 <p>Stativfuss</p>	 <p>Schraube x 1</p>
 <p>Plastik- Zylinder</p>	 <p>Schraube mit Mutter x 1</p>
 <p>Schraube x 4</p>	 <p>Kabelführung mit Schraube, je 3 x</p>
 <p>Gummiunterlage</p>	 <p>x 3</p>


Deutsch

EOB-A02B:

 <p>Stativ</p>	 <p>Stativfuss</p>
 <p>Plastikzylinder</p>	 <p>Stellfuss x 3</p>
 <p>Halterung Anzeigegerät</p>	 <p>Schrauben x 3</p>
 <p>Schraube mit Mutter x 1</p>	


### 3 Übersicht

EOB-A01B:



1	Stativ	7	Halterung Anzeigegerät
2	Stativfuß	8	Schraube
3	Plastik Zylinder	9	Schraube
4	Schraube	10	Schraube
5	Schraube	11	Kabelführung
6	Gummi-Unterlage		

EOB-A02B:



1	Stativ
2	Plastik Zylinder
3	Halterung Anzeigegerät
4	Schraube
5	Mutter
6	Stativfuß
7	Stellfüße
8	Schrauben