

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1341

Datum: 19.04.2025

DEUTSCH



Tubus-Trinokular

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Mikroskoptubus Trinokular OBB-A1341

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A1341
Modell-Reihe	OBB-AT
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761168763
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Primär

Tubus	Trinokular
-------	------------

Technische Daten - Konstruktion

Tubus-Typ	Siedentopf
Winkel des Tubus	30°
Rotation des Tubus	ja
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	50 mm
Einstellbare Dioptrie	einseitig

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
---------------------	-------

Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×130×100 mm
Bruttogewicht	1,8 kg
Nettogewicht	1,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	600 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard

