

FOLLETO DEL PRODUCTO

SAUTER AD 0255

Fecha: 20.04.2025

ESPAÑOL



Abrazadera de tensión para cintas

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

- Alcance de suministro: 1 pieza
- Adecuado para AD 9255

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	AD 0255
Serie de modelos	AD
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Medición de la fuerza
Grupo de productos	Pinzas y herramientas de sujeción
Tipo de uso del producto	Elemento de pieza de recambio comercial;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1174535
Número del arancel aduanero	90278990

Datos técnicos - Primarios

Fuerza máx. Fuerza	20 kN
Máx. Anchura de la abrazadera	80 mm

Datos técnicos - Construcción

Material	acero, niquelado
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	158×101×52 mm

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temperatura máxima de almacenamiento	40 °C
Temperatura mínima de almacenamiento	-10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	158×101×52 mm
Peso bruto	2,4 kg
Peso neto	2,4 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	No hay mercancías peligrosas
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	15 d