

KERN 911-013

Stampante ad aghi

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	911-013
Modello-Serie	911
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761016408
Modello successivo	YKT-01
Planned start date	2016-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239010
Modello fuori produzione	Yes

Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO
Tensione di ingresso	100V-230V
Adattatore di rete	Alimentatore

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (LxPxH)	187x263x194 mm
Peso lordo	1,2 kg
Peso netto	0,75 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	135 g
---	-------

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 135 g

Tempo di consegna 1 d

Funzioni

KERN 911-013

Stampante ad aghi



Standard

