

## PRODUKTBROSCHÜRE

# SAUTER AFH 12

Datum: 19.04.2025

DEUTSCH



RS-232/USB-Adapter

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



DEUTSCH

## BESCHREIBUNG

- zur Anbindung von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss, passend auf alle Waagen und Messinstrumente mit RS-232-Ausgang
- Lieferumfang: Adapter, USB-Verlängerungskabel
- Schnittstellenkabel für Waage muss separat bestellt werden (siehe Artikelseite der jeweiligen Waage)

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	AFH 12
Modell-Reihe	AFH
Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Kraftmesstechnik
Produktgruppe	Prüfstände (motorisiert)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761122550
Zolltarifnummer	90249000

### Technische Daten - Konstruktion

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

### Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Lagertemperatur	40 °C
Minimale Lagertemperatur	-10 °C

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×105×60 mm
Bruttogewicht	0,10 kg
Nettogewicht	0,10 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	kein Gefahrgut

Verpackungsbestandteil 20 g  
- nach Gewicht -  
Kunststoff

Lieferzeiten 1 d