

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1421

Datum: 18.04.2025

DEUTSCH



Dunkelfeldkondensor 0,85-0,91

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Dunkelfeldkondensor OBB-A1421

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A 142 1
Modell-Reihe	OBB-AC
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1179301
Zolltarifnummer	90119000

Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	300 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

Technische Daten - Konstruktion

Kondensor Typ	Dunkelfeld-Kondensor
Apertur des Kondensors	0,85-0,91
Befestigung des Kondensors	Zentrierbar

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×70 mm
Bruttogewicht	0,80 kg

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
OBB-A1422	Mikroskop-Kondensor KERN OBB-A1422
OBB-A1423	Dunkelfeldkondensor OBB-A1423