

Software EasyTouch

SET-51

Audit Log

EasyTouch Audit Logs - Per processi di pesatura critici

CONTACT

 Indirizzo

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Telefono e fax

Telefono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- SET-51 Audit Logs registra tutte le azioni e le attività in EasyTouch per garantire un monitoraggio continuo
- Audit Trail: Tutte le azioni sono memorizzate nel sistema a prova di manomissione e sono conformi agli audit trail per soddisfare i più elevati standard di sicurezza. Ciò si rivela particolarmente importante in settori critici come l'industria farmaceutica, la produzione di sostanze alimentari concomitanti e l'industria automobilistica e aeronautica, dove è essenziale una documentazione completa dei processi di pesatura
- Accesso e logout: Ogni accesso e logout in EasyTouch viene registrato con precisione con il nome dell'utente e la marca temporale
- Amministrazione degli utenti: Tutte le azioni relative alla creazione, alla modifica o alla cancellazione degli utenti vengono registrate in modo affidabile nei log di audit
- Ruoli utente: Viene inoltre documentata l'amministrazione dei ruoli degli utenti, compresa la loro creazione, modifica o cancellazione
- Gestione dei dati anagrafici: Vengono registrate anche le modifiche ai dati anagrafici, come la loro creazione, modifica o cancellazione
- Registrazione dei dati di misurazione: Tutti i risultati di misurazione e pesatura di tutte le funzioni EasyTouch attive (ad eccezione di Batch e Statistics) vengono registrati anche negli Audit Log
- Impostazioni del software: Le modifiche alle impostazioni generali, compresa l'area di amministrazione, vengono annotate nell'Audit Log

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-51
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1486355
Numero di tariffa doganale	85234910

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard



Option

