

## BROCHURE DEL PRODOTTO

# KERN KUP-06

Data: 18.04.2025

ITALIANO



Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con Bluetooth BLE (v4.0)

KUP, lunghezza cavo 0,15 m

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## DESCRIZIONE

- La KERN Universal Port (KUP) consente lo scambio di dati e comandi di controllo tra la bilancia e la rete o il PC, il dispositivo mobile, la stampante ecc. attraverso diverse interfacce: RS-232, USB-Device, Ethernet, Bluetooth e WLAN. In questo modo garantiamo la perfetta integrazione della bilancia KERN in catene di produzione o di processo, a favore di un processo di lavoro semplice e continuo
- Secondo il principio "plug and play", la KUP per RS-232 o USB, Ethernet, Bluetooth o WLAN viene semplicemente collegata al connettore DB-15 integrato nel dispositivo. In questo modo è possibile effettuare il retrofit o la facile sostituzione delle interfacce senza dover aprire l'alloggiamento della bilancia o eseguire un'installazione complicata. Quest'opzione offre quindi un elevato grado di flessibilità con costi aggiuntivi contenuti

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	KUP-06
Modello-Serie	KUP
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	404576 1253957
Numero di tariffa doganale	90160090

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 27 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 27 g

Tempo di consegna 1 d

## FUNZIONI

Standard



## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	225×145×40 mm
Peso lordo	0,15 kg
Peso netto	0,10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi