

BROCHURE PRODUIT

SAUTER AC 11R

Date: 20.04.2025

FRANCAIS



Mâchoire à galèts pour tests de traction et de déchirement jusqu'à 5 kN, filetage : M10

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- Contenu de la livraison : 1 pièce

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	AC 11R
Model-Serie	AC
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Pincés et outils de serrage
Type d'utilisation du produit	Élément de la liste des pièces commerciales;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 11227 10
Numéro de tarif douanier	90278990

Données techniques - Primaire

Max. Force	5 kN
Max. Largeur de la pince	50 mm

Données techniques - Construction

Matériau	acier
----------	-------

Données techniques - Système de mesure

Filets de montage	Trou fileté M10
-------------------	-----------------

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	150×100×10 mm
Poids brut	0,25 kg
Poids net	0,25 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Pas de marchandises dangereuses
Composant de l'emballage - par poids - plastique	10 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard

