

BROCHURE PRODUIT

KERN YKC-01

Date: 18.04.2025

FRANCAIS



Imprimante thermique fiable pour les applications standard

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Imprimante thermique économique pour l'impression de valeurs de pesage, de recettes, de nombres de pièces, etc. ou pour l'enregistrement conforme aux BPL de données de pesage
- Vitesse: 300 mm/s
- Max. 58 caractères/ligne
- Largeurs de papier compatibles : 80 mm (rouleau)
- Fonctionnement par bloc d'alimentation 230 V/50 Hz standard UE, de série
- Interface de données RS-232 de série
- Câble d'interface non inclus

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	YKC-01
Model-Serie	YKC
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)

Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
-------------------------------	--------------------------------------

Code EAN (Modèle)	4045761230378
-------------------	---------------

Modèle prédécesseur	YKC-01-2023a
---------------------	--------------

Numéro de tarif douanier	84239010
--------------------------	----------

Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
--------------------------------------	------

Tension d'entrée	100 V - 240 V
Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique

Données techniques - Conditions environnementales


Humidité maximale	85 %
Température maximale de fonctionnement	50 °C
Température ambiante minimale	0 °C
Humidité minimale	20 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	220×215×150 mm
Poids brut	1,4 kg
Poids net	0,80 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	320 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	320 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
YKC-A01	Rouleau de papier KERN YKC-A01
YKC-A10	Rouleau de papier KERN YKC-A10

SERVICES

Modèle	Description
970-015	Extension de garantie KERN (+3 ans) 970-015