


## FOLLETO DEL PRODUCTO

# SAUTER AC 18

Fecha: 20.04.2025

ESPAÑOL



Abrazadera a dos platillos de unión amplios para pruebas de tracción y retención

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS



### DESCRIPCIÓN

Abrazadera de tensión de tipo tornillo con mordazas AC 18 (2 piezas)

### ESPECIFICACIONES

#### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Modelo de código de artículo | AC 18                             |
| Serie de modelos             | AC                                |
| Surtido                      | Sauter                            |
| Tipo de producto             | Medición de la fuerza             |
| Grupo de productos           | Pinzas y herramientas de sujeción |
| Tipo de uso del producto     | Accesorios/DL                     |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761122413                     |
| Número del arancel aduanero  | 90319000                          |

#### Datos técnicos - Primarios

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Fuerza máx. Fuerza            | 5 kN  |
| Máx. Anchura de la abrazadera | 60 mm |

#### Datos técnicos - Construcción

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Material                             | acero          |
| Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl) | 160×100×140 mm |

#### Datos técnicos - Sistema de medición

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Roscas de montaje | Rosca externa M10 |
|-------------------|-------------------|

#### Datos técnicos - Condiciones ambientales

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Temperatura máxima de almacenamiento | 40 °C  |
| Temperatura mínima de almacenamiento | -10 °C |

#### Datos técnicos - Embalaje y envío

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 160×100×140 mm |
|-------------------------------------|----------------|

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Peso bruto                                    | 0,80 kg                      |
| Peso neto                                     | 0,75 kg                      |
| Método de envío                               | Servicio de paquetes         |
| Número ONU                                    | No hay mercancías peligrosas |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 10 g                         |
| Plazo de entrega                              | 1 d                          |

## FUNCIONES

Standard



## ACCESORIOS

| Modelo | Descripción                 |
|--------|-----------------------------|
| AFM 03 | Casquillo SAUTER AFM 03     |
| AFM 06 | Adaptador KERN AFM 06       |
| AFM 11 | montaje y reparación AFM 11 |
| AFM 16 | Adaptador KERN AFM 16       |