

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN YKI-01

Data: 19.04.2025

ITALIANO



Adattatore Ethernet / RS-232 KERN YKI-01

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Adattatore per il collegamento di bilance, strumenti di misura per forze ecc. con interfaccia RS-232 a una rete Ethernet basata su IP.
- L'adattatore consente l'integrazione diretta degli strumenti di misura nella maggior parte delle reti aziendali, con configurazione automatica tramite DHCP o assegnazione di IP statico
- L'accesso ai dati di misura attuali è possibile in qualsiasi momento dall'intera rete, senza dover posare cavi aggiuntivi.
- L'adattatore supporta molteplici possibilità di configurazione tramite il software di amministrazione accluso oppure tramite interfaccia Web.
- Il driver in dotazione fornisce l'accesso allo strumento di misurazione con applicazioni esistenti non collegabili in rete tramite una porta COM virtuale
- Compatibile con KERN Software BalanceConnection
- Adatto per il montaggio su guide DIN o a parete oppure free-standing
- In dotazione: Adattatore Ethernet RS-232 con 1 porta RS-232, alimentatore, CD (driver, software, istruzioni per l'uso), piedini adesivi

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	YKI-01
Modello-Serie	YKI

Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Accessories (Printer, etc)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	4045761146624

Modello successivo YKI-10; YKI-11

Numero di tariffa
doganale 84239010

Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di
rete/adattatore incluso CH;EURO

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo
(L×P×H) 210×150×72 mm

Peso lordo 0,40 kg

Peso netto 0,20 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti
dell'imballaggio - in peso
- cartone 194 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard

