

**KERN
SET-22**

Datum: 19.04.2025

DEUTSCH

Software EasyTouch

SET-22

Difference

EasyTouch Difference – Differenzwiegen z. B. Wachstum von Zellkulturen

CONTACT




KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

The screenshot shows the 'Difference' tool interface. At the top, there is a navigation bar with 'Difference' and 'Start weights'. Below this, there is a central display area showing the measurement value '76.0g' for a sample labeled 'MET'. The interface includes a top navigation bar with 'Difference' and 'Start weights', a central display area showing the measurement value, and a bottom section for 'Supplier's weight' and 'Weight'.



DEUTSCH

- KERN & SOHN GmbH** | Ziegelei 1, 72336 Balingen, Germany | Tel. +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

- **Zentraler Stammdatenspeicher:** Diese Wiegesequenzen können im Speicher des Systems mit Anzahl der Container (z. B. Petrischalen), Container-IDs, ID-Nummer der Serie, Name der Serie, Chargenbezeichnung etc. hinterlegt werden. Damit brauchen diese Daten bei Wiederholungen dieser Serie nicht stets erneut eingegeben werden, sondern können bequem aus dem Speicher aufgerufen werden. Im Stammdatenspeicher können auch die Tara-Werte der Petrischalen hinterlegt werden. Diese werden dann automatisch vom jeweiligen Wiegeergebnis abgezogen
- **Effizientes Wiegen und Speichern der einzelnen Ergebnisse:** Die Probenträger können mit einer ID-Nummer hinterlegt werden, die per Barcode eingescannt werden kann, um den richtigen Probenträger zu identifizieren

Optionen

- **Zentrale Datenspeicherfunktion Save Server (SET-10)** zur zusätzlichen Speicherung aller Messdaten in einem zentralen, lokalen Serververzeichnis. Hier werden die Messdaten aller über EasyTouch angeschlossenen Wiegesysteme sowie aus allen installierten EasyTouch-Funktionen gespeichert. Speziell für Benutzer mit mehreren Wiegesystemen besteht hierdurch der Vorteil, alle Wiegedaten in nur einer Datenbank konsolidiert zu haben und einzelne Messdaten von verschiedenen Waagen in nur einer Tabelle suchen zu müssen. Die Save Server-Datenspeicherung ist ebenfalls manipulationssicher und unveränderlich

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	SET-22
Modell-Reihe	ETS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Software
Produktgruppe	EasyTouch
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1360433
Vorgängermodell	SET-22-202 1a
Zolltarifnummer	852349 10

Technische Daten - Verpackung & Versand

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

FUNKTIONEN

Standard



Option



SOFTWARES

Modell	Beschreibung
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print