

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN YKA-46

Fecha: 18.04.2025

ESPAÑOL



Image not
available

Fuente de alimentación (EU/CH), Longitud del cable aprox. 1,5 m

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

Fuentes de alimentación enchufables YKA-46 (12 V, 1.0 A | 100 - 240 V 50/60 Hz 0.5 A | EURO, CH)

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	YKA-46
Serie de modelos	YKA-ACC
Surtido	KERN
Tipo de producto	Accesorios generales para balanzas
Grupo de productos	Accesorios (impresora, etc.)
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761260887
Modelo predecesor	FOB-A09
Número del arancel aduanero	85044095

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO
Tensión de entrada	100-240V 50/60Hz 0.5A

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	85×85×55 mm
Peso bruto	0,30 kg
Peso neto	0,25 kg
Método de envío	Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - papel	100 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	10 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	10 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Elemento de embalaje - por peso - metal	0 g
Plazo de entrega	1 d