

KERN FCB 12K1-2024a

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagerrückseite

KERN®



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	FCB 12K1-2024a
Modell-Reihe	FCB
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Food-Waagen
Produktgruppe	Tischwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761202641
Vorgängermodell	FCB 12K1-2017a
Nachfolgemodell	FCB 12K1
Planned start date	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84238129

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	12000 g
Ablesbarkeit	1 g

Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	253×228 mm
Abmessungen der Wägeplatte (B×T)	253×228 mm
Material Gehäuse	Kunststoff

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	25 mm
-------------------	-------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie	9 V Block
Betriebszeit	12 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	10 h
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	10 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 3 g
Ablesbarkeit	1 g
Empfohlenes Justiergewicht	12 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	1 g
Wägeeinheiten	Dwt;ffa;g;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Tw);tol
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

KERN FCB 12K1-2024a

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	340×405×185 mm
Bruttogewicht	3,4 kg
Nettogewicht	2,8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1167 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	22 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	384 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	74 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	6000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	2 g
Minimales Stückgewicht	20 g

Technische Daten - Verifizierung

Eichzulassung nach 2014/31/EU	Yes
-------------------------------	-----

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-128
--------------------	---------

Funktionen

Standard



Option

