

## FOLLETO DEL PRODUCTO

# KERN YKA-18

Fecha: 18.04.2025

ESPAÑOL



Fuente de alimentación de enchufe 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, estándar EURO/US/AUS/UK/CH

## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## DESCRIPCIÓN

Fuentes de alimentación enchufables YKA-18 (6 V, 1 A | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | EURO, AUS, UK, US, CH)

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | YKA-18                               |
| Serie de modelos             | PNJ                                  |
| Surtido                      | KERN                                 |
| Tipo de producto             | Accesorios generales para balanzas   |
| Grupo de productos           | Accesorios (impresora, etc.)         |
| Tipo de uso del producto     | Pieza de recambio;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo)          | 404576 1 187405                      |
| Número del arancel aduanero  | 85044095                             |

Componente de embalaje - por peso - cartón 16 g

Elementos de embalaje - Peso - Vidrio 0 g

Elementos de embalaje - por peso - madera 0 g

Plazo de entrega 1 d

## FUNCIONES

Standard



### Datos técnicos - Fuente de alimentación

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Adaptador de red/adaptador incluido | AUS;CH;EURO;UK;US         |
| Tensión de entrada                  | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |

### Datos técnicos - Embalaje y envío

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 90×70×40 mm          |
| Peso bruto                          | 0,20 kg              |
| Peso neto                           | 0,20 kg              |
| Método de envío                     | Servicio de paquetes |