

BROCHURE PRODUIT**OPTICS
OBB-A1421**

Date: 18.04.2025

FRANCAIS



Condensateur à fond noir 0,85-0,91

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

Condenseur à champ noir OBB-A1421

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A 1421
Model-Serie	OBB-AC
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes à lumière transmise
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761179301
Numéro de tarif douanier	90119000

Données techniques - Construction

Type de condenseur	Condensateur à fond noir
Ouverture du condenseur	0,85-0,91
Montage du condenseur	centrable

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	80×80×70 mm
Poids brut	0,80 kg
Poids net	0,50 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	300 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
OBB-A1422	Condensateur pour microscope KERN OBB-A1422
OBB-A1423	Condensateur à fond noir OBB-A1423