

KERN
SET-311

Date: 19.04.2025

FRANCAIS

Software EasyTouch
SET-311
Quick Key

EasyTouch Quick Key – Sélectionner rapidement des objets de données de base en fonction de l'utilisateur

CONTACT






KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
 d'informations

VITRINE DES PRODUITS



FRANCAIS

DESCRIPTION


- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- Quick Keys peuvent être créées dans de nombreux sets, par exemple
 - SET-01 Base
 - SET-05 Dynamic
 - SET-06 Classification
 - SET-07 Variable
 - SET-08 Take Out
 - SET-31 Tolerance
 - SET-32 Count
 - SET-33 Target Count
- Touches de sélection rapide des données de base : grâce à ET Quick Key, certains objets de données de base peuvent être affichés en permanence pour une sélection rapide. Les touches rapides sont affichées directement à l'écran
- Enregistrer : conventionnel ou sélectionné par touche rapide, chaque résultat d'une pesée ou d'un comptage de pièces est enregistré avec une référence à l'objet de données de base sélectionné

- Sélection des objets de données de base : les objets de données de base spécifiques qui sont affichés en tant que touches rapides peuvent être sélectionnés soit individuellement, soit en tant que groupe de données de base défini qui contient les données de base en tant que touches rapides
- Par utilisateur : les Quick Keys peuvent être créées en tant que schéma se rapportant à des rôles utilisateurs spécifiques. Cela signifie que les utilisateurs d'un certain rôle peuvent voir certains objets de données de base pour une sélection rapide. Cela permet par exemple à différents services d'une même entreprise de travailler avec des données de base différentes sans se chevaucher
- Enregistrer et imprimer : pour chaque schéma, il est possible de définir si, en plus du processus d'enregistrement, l'impression doit être automatique ou non

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	SET-311
Model-Serie	ETS
Assortiment	KERN
Type de produit	Logiciel
Groupe de produits	EasyTouch
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 1486546
Numéro de tarif douanier	85234910



Données techniques - Emballage et expédition

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

FONCTIONS

Standard
