

KERN 356-89

Peso singolo, classe OIML M2, 50 kg, Blocco, ghisa laccata

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	356-89
Modello-Serie	356
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M2 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761248304
Modello precedente	356-89-2019a
Planned start date	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	50 kg
Tolleranza (OIML)	8 g

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	310×155×192 mm
Materiale	Ghisa laccata

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	50 kg
Classe OIML	M2
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	8 g
Densità (kg/m ³)	7100
Volume (cm ³)	7042,2535

Funzioni

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	310×155×192 mm
Peso lordo	50 kg
Peso netto	50 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	2 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Yes
-------------------------	-----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-646
--------------------	---------

KERN 356-89

Peso singolo, classe OIML M2, 50 kg, Blocco, ghisa laccata

KERN[®]

Standard

