


PRODUKTBROSCHÜRE

KERN KUM-08

Datum: 18.04.2025

DEUTSCH



Analogmodul

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Die KERN Universal Module (KUM) ermöglichen den Austausch von Daten und Steuerbefehlen zwischen Waage und Netzwerk bzw. PC, mobilem Endgerät, Drucker etc. über mehrere Schnittstellen: RS-232, USB-Device, Ethernet, Bluetooth und WLAN. Damit sorgen wir für die perfekte Einbindung Ihrer KERN Waage in Fertigungs- oder Prozessketten, zugunsten eines einfachen, durchgängigen Arbeitsprozesses
- Die KUM-Schnittstellenmodule für RS-232, USB, Ethernet, Bluetooth und WLAN werden nach individueller Auswahl direkt auf der Platine aufgesteckt, sodass der IP-Schutz des Gehäuses gewährleistet bleibt
- Das Analogmodul KUM-08 wandelt den gemessenen Wägewert proportional in ein analoges Signal um. Dieses Signal kann dann dazu verwendet werden, ein analoges System zu steuern, das auf das Gewicht reagiert

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KUM-08
Modell-Reihe	KUM
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1476783
Zolltarifnummer	90160090

Verpackungsbestandteil 100 g
- nach Gewicht -
Styropor

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard



Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×60×100 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	100 g