

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN YPS-05

Datum: 18.04.2025

DEUTSCH



Antivibrationsplatte

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Die Antivibrationsplatten KERN YPS sind dafür konstruiert, Erschütterungen und Schwingungen zu dämpfen, die sonst das Wägeergebnis von hochpräzisen Präzisions- und Analysewaagen verfälschen würden. Ideal auch zum vibrationsfreien Aufstellen von Mikroskopen geeignet
- Die Antivibrationsplatte besteht aus poliertem Granit, die auf absorbierenden Gummielementen gelagert sind.
- An der Antivibrationsplatte kann ergonomisch optimiert im Stehen oder bequem im Sitzen gearbeitet werden.
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Alle Oberflächen sind hygienisch und leicht zu reinigen
- Passend für alle KERN Analysenwaagen, Präzisionswaagen und Mikroskope mit den entsprechenden Abmessungen
- Gesamtabmessungen B×T×H 565×450×60 mm
- Nettogewicht ca. 42 kg

Versandbereit in 2 Tagen. Versand komplett auf Palette.

Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	YPS-05
Modell-Reihe	YPS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1253568
Zolltarifnummer	84239010

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	800×600×400 mm
--------------------------------	----------------

Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	42 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	4,5 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	4,5 kg
Lieferzeiten	2 d

FUNKTIONEN

Standard



ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
RTYPS-8001	Gummidämpfer KERN RTYPS-8001