

BESCHREIBUNG

Akku YMR-01 (Li-Ion, ,)

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	YMR-01
Modell-Reihe	YMR-01
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Personenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1269569
Zolltarifnummer	85076000

Technische Daten - Spannungsversorgung

Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	43 h
---	------

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	20×200×30 mm
Bruttogewicht	0,10 kg
Nettogewicht	0,10 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3480
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	10 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	10 g
--	------

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

Technische Daten - Verifizierung

Eichzulassung nach 2014/31/EU	ja
----------------------------------	----

DEUTSCH