

BROCHURE PRODUIT

**KERN
SET-22**

Date: 19.04.2025

FRANCAIS

Software EasyTouch

SET-22

Difference

EasyTouch Difference – Pesée différentielle par exemple de la croissance des cultures de cellules

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

exemple à la lecture de son code barres. Ceci limite le risque de confusion et d'erreur de pesée

- Mémoire centrale des données de base : Ces séquences de pesée différentielle peuvent être enregistrées dans la mémoire du système avec le nombre de récipients (boîtes de Petri, par exemple), ID du récipient, numéro d'ID de la série, nom de la série, désignation du lot, etc. Ainsi, lorsque cette série est répétée, ces données n'ont pas besoin d'être saisies à nouveau, elles peuvent être récupérées facilement dans la mémoire. La mémoire des données de base peut aussi enregistrer la tare des boîtes de Petri. Celle-ci est alors automatiquement déduite du résultat de pesée
- Peser et enregistrer efficacement les différents résultats : Les supports d'échantillons peuvent être enregistrés avec un numéro d'identification qui peut être scanné par code-barres afin d'identifier le bon support d'échantillons

Options

- Fonction de mémoire de données centrale Save Server (SET-10) pour l'enregistrement supplémentaire de toutes les données de mesure dans un répertoire serveur central local. Les données de mesure de tous les systèmes de pesée EasyTouch raccordés et de toutes les applis EasyTouch installées y sont stockées. Ceci permet notamment aux utilisateurs disposant de plusieurs systèmes de pesée de réunir toutes les données de pesée dans une même base de données et de rechercher les données individuelles de différentes balances dans un même tableau. L'enregistrement des données Save Server est également protégé contre les modifications et les falsifications

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	SET-22
Model-Serie	ETS
Assortiment	KERN
Type de produit	Logiciel
Groupe de produits	EasyTouch
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 1360433
Modèle prédécesseur	SET-22-2021a
Numéro de tarif douanier	852349 10

Données techniques - Emballage et expédition

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

FONCTIONS

Standard
   
Option
 

LOGICIELS

Modèle	Description
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print