

## PRODUKTBROSCHÜRE

# KERN YKT-A02

Datum: 19.04.2025

DEUTSCH



Netzadapter

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	YKT-A02
Modell-Reihe	YKT
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Accessories (Printer, etc)
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1082847
Zolltarifnummer	85044095

### FUNKTIONEN

Standard



### Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	90×70×70 mm
Bruttogewicht	0,40 kg
Nettogewicht	0,35 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	30 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Glas	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Lieferzeiten	1 d