

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1565

Datum: 19.04.2025

DEUTSCH



Achromatisches Objektiv, E-Plan 100 x / 1,25 (Öl) (gefedert) W.D. (0,07 mm), Anti-Fungus

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

Achromatisches Objektiv, E-Plan 100 x / 1,25 (Öl) (gefedert) W.D. (0,07 mm), Anti-Fungus OBB-A1565

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A1565
Modell-Reihe	OBB-AO
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1229020
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Bruttogewicht	0,60 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	300 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard

