

PRODUKTBROSCHÜRE

**OPTICS
OBB-A1382**

Datum: 19.04.2025

DEUTSCH



Tubus-Trinokular

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

Mikroskoptubus OBB-A1382

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A1382
Modell-Reihe	OBB-AT
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761176119
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Primär

Tubus	Trinokular
-------	------------

Technische Daten - Konstruktion

Tubus-Typ	Butterfly
-----------	-----------

Winkel des Tubus	30°
Rotation des Tubus	ja
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	50 mm
Einstellbare Dioptrie	beidseitig

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	265×185×165 mm
Bruttogewicht	2 kg
Nettogewicht	1,4 kg
Versandart	Paketdienst

Verpackungsbestandteil 600 g
- nach Gewicht -
Kunststoff

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard

