

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OBB-A1227

Data: 19.04.2025

ITALIANO



Tubo monocale, 30° inclinato, 360° girevole

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

Tubo per microscopio monoculare OBB-A1227

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1227
Modello-Serie	OBB-AT
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761167599
Numero di tariffa doganale	90119000

Dimensioni imballo (L×P×H)	190×130×100 mm
----------------------------	----------------

Peso lordo	1,8 kg
------------	--------

Peso netto	1,2 kg
------------	--------

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
----------------------	-----------------

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	600 g
--	-------

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard



ITALIANO

Dati tecnici - Primario

Tubo	Monoculare
------	------------

Dati tecnici - Costruzione

Angolo del tubo	30°
Rotazione del tubo	sì

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione