

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1538

Datum: 19.04.2025

DEUTSCH



Dunkelfeldeinsatz für Stereomikroskope

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Dunkelfeldkondensator (Öl) OBB-A1538

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A 1538
Modell-Reihe	OBB-AC
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1198333
Zolltarifnummer	90119000

Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	500 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

Technische Daten - Konstruktion

Kondensator Typ	Dunkelfeld-Kondensator
Apertur des Kondensators	1,3
Befestigung des Kondensators	Zentrierbar

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×70 mm
Bruttogewicht	0,80 kg

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
OBB-A1423	Dunkelfeldkondensor OBB-A1423