

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN YKF-01

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL



Interruptor de pie, ideal cuando la aplicación requiere tener las manos libres. Control de la función TARE o imprimir PRINT. Alcance de suministro: Interruptor de pie, caja de conexiones, cable de conexión. Para la función PRINT se necesita el cable de interfaz RS-232

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más información

DESCRIPCIÓN

Alcance de suministro: Interruptor de pie, caja de conexiones, cable de conexión Para la función PRINT se necesita el cable de interfaz RS-232 (detalles: Cable de interfaz KERN)

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	YKF-01
Serie de modelos	YKF
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Accessories (Printer, etc)
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761133259
Número del arancel aduanero	84239010

Plazo de entrega 1 d

FUNCIONES

Standard



Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	180×110×40 mm
Peso bruto	0,45 kg
Peso neto	0,25 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	0 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g