

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN YKI-01

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL



Adaptador RS-232 / Ethernet KERN YKI-01

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

- Adaptador para la conexión de balanzas, instrumentos de medición de fuerza, etc. con interfaz RS-232 a una red Ethernet basada en IP
- El adaptador permite una integración directa de aparatos de medición en la mayoría de redes empresariales, con configuración automática mediante DHCP o asignación estática de IP
- Puede accederse a los datos de medición actuales desde toda la red y en cualquier momento, sin tener que colocar cables adicionales
- El adaptador permite múltiples posibilidades de configuración gracias al software de administración incluido, a través de una interfaz web
- El driver suministrado permite acceder al aparato de medición con aplicaciones existentes, no aptas para red, a través de un puerto COM virtual
- Compatible con el software BalanceConnection de KERN
- Adecuado para montaje mural y sobre raíles DIN, o de forma independiente
- Alcance de suministro: Adaptador RS-232-Ethernet con 1 puerto RS-232, adaptador de red, CD (driver, software, instrucciones de uso), almohadillas adhesivas

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	YKI-01
Serie de modelos	YKI

Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Accessories (Printer, etc)
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761146624

Modelo sucesor YKI-10; YKI-11

Número del arancel
aduanero 84239010

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido CH;EURO

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 210×150×72 mm

Peso bruto 0,40 kg

Peso neto 0,20 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - cartón 194 g

Plazo de entrega 1 d

FUNCIONES

Standard



LAN