

KERN YKA-40

Date: 25.02.2025

FRANCAIS



Image not available

Bloc d'alimentation GB, longueur de câble

CONTACT

 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Courriel : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPTION

Bloc d'alimentation YKA-40 (9 V, 600 mA | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.5 A | EURO, UK, CH)

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	YKA-40
Model-Serie	YKA
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 125904 1
Modèle prédécesseur	YKA-40-2020a
Numéro de tarif douanier	85044095

Mode d'expédition

Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - carton

0 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique

0 g

Composant d'emballage - par poids - verre

0 g

Composant d'emballage - par poids - bois

0 g

Délai de livraison

1 d

FRANCAIS

Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Tension d'entrée	100-240V AC 50/60Hz 0.5A

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	93×67×70 mm
Poids brut	0,20 kg
Poids net	0,15 kg

ACCESSOIRES

Modèle	Description
YKA-40-US	Fiche SAUTER YKA-40-US