

## BROCHURE DEL PRODOTTO

# OPTICS OBB-A1125

Data: 19.04.2025

ITALIANO



Tubo binoculare

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## DESCRIZIONE

Tubo per microscopio OBB-A1125

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1125
Modello-Serie	OBB-AT
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761164659
Numero di tariffa doganale	90119000

### Dati tecnici - Primario

Tubo	Binoculare
------	------------

### Dati tecnici - Costruzione

Tipo di tubo	Siedentopf
Angolo del tubo	30°
Rotazione del tubo	sì
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	50 mm
Diottria regolabile	bilaterale

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
-------------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio Max	40 °C
-------------------------------	-------

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	265×185×165 mm
----------------------------	----------------

Peso lordo	2 kg
------------	------

Peso netto	1,4 kg
------------	--------

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
----------------------	-----------------

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	600 g
--	-------

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

## FUNZIONI

Standard
----------



ITALIANO