

OPTICS
OBB-A 1577

Datum: 26.02.2025

DEUTSCH



Image not
available

Tubus Binokular

CONTACT



Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany



Telefon und Fax

Telefon : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149



Internet

E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

BESCHREIBUNG

Mikroskoptubus OBB-A1577

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A1577
Modell-Reihe	OBB-AT
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1246454
Vorgängermodell	OBB-A1129
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Primär

Tubus	Binokular
-------	-----------

Technische Daten - Konstruktion

Tubus-Typ	Butterfly
Winkel des Tubus	30°
Rotation des Tubus	yes
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	50 mm
Einstellbare Dioptrie	einseitig

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
---------------------	-------

Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	265×185×165 mm
Bruttogewicht	2 kg
Nettogewicht	1,4 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	600 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard

