


FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN YMR-01

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL



Uso con acumulador interno adecuado para los modelos KERN MCN, MPN, MWN

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

Batería YMR-01 (Li-Ion, ,)

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	YMR-01
Serie de modelos	YMR-01
Surtido	KERN
Tipo de producto	Productos médicos
Grupo de productos	Básculas personales
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761269569
Número del arancel aduanero	85076000

Componente de embalaje - por peso - cartón 10 g

Componente del embalaje - por peso - plástico 10 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Verificación

Aprobación de verificación conforme a 2014/31/UE sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) 43 h

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 20×200×30 mm

Peso bruto 0,10 kg

Peso neto 0,10 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Número ONU 3480