

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# KERN ALJ-A02

Data: 19.04.2025

ITALIANO



Trappola anti-evaporazione, minimizza gli errori indotti da evaporazione nella pipettatura con volumi ridotti da 10  $\mu$ l a 10 ml

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## VETRINA DEI PRODOTTI



## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ALJ-A02
Modello-Serie	ALJ
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Accessories (Printer, etc)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	404576 1312296
Numero di tariffa doganale	90160090

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	270×215×85 mm
Peso lordo	0,85 kg
Peso netto	0,55 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	158,5 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	158,5 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - vetro	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Tempo di consegna	1 d

## FUNZIONI

Standard
----------

