

## BROCHURE PRODUIT

---

# KERN 317-03-2022i

Date: 20.04.2025

FRANCAIS



Poids individuel, Classe OIML E2, 5 g, Bouton, inox poli

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Code article du modèle        | 317-03-2022i                           |
| Model-Serie                   | 317                                    |
| Assortiment                   | KERN                                   |
| Type de produit               | Poids d'essai                          |
| Groupe de produits            | Poids de test OIML E2                  |
| Type d'utilisation du produit | Élément de la nomenclature commerciale |
| Code EAN (Modèle)             | 4045761245297                          |
| Modèle prédécesseur           | 317-03; 317-03-2020a                   |
| Modèle successeur             | 317-03                                 |
| Numéro de tarif douanier      | 84239090                               |

### Données techniques - Primaire

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Valeur nominale   | 5 g         |
| Tolérance (OIML)  | 0,05 mg     |
| Boîtier aluminium | 317-030-600 |
| Boîtier plastique | 317-030-400 |
| Caisse en bois    | 317-030-100 |

### Données techniques - Construction

|          |           |
|----------|-----------|
| Matériau | inox poli |
|----------|-----------|

### Données techniques - Système de mesure

|              |     |
|--------------|-----|
| Classe OIML  | E2  |
| OIML conform | oui |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Density (kg/m <sup>3</sup> ) | 7950  |
| Volume (cm <sup>3</sup> )    | 0,625 |

### Données techniques - Emballage et expédition

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H)                | 8×8×15 mm        |
| Poids brut                                       | 0,05 kg          |
| Poids net                                        | 0,05 kg          |
| Mode d'expédition                                | Service de colis |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 0 g              |
| Délai de livraison                               | 1 d              |

### Données techniques - Vérification

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Vérification possible | oui |
|-----------------------|-----|

### Services en option

|                 |         |
|-----------------|---------|
| DAkkS Calibrage | 962-333 |
|-----------------|---------|

## FONCTIONS

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



## ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                     |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 317-030-100 | Étui en bois pour poids KERN 317-030-100        |
| 317-030-600 | Étui à protection en aluminium KERN 317-030-600 |
| 317-030-400 | Étui en plastique pour poids KERN 317-030-400   |

## SERVICES

| Modèle   | Description                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 952-333  | Homologation KERN 952-333                                                         |
| 962-333R | Réétalonnage DAkkS KERN 962-333R                                                  |
| 920-33   | Marquage par gravure chimique KERN 920-33                                         |
| 921-333  | Écart positif garanti (? +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-333                 |
| 962-333  | Étalonnage DAkkS KERN 962-333                                                     |
| 920-331  | Marquage par gravure chimique (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-331 |