

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OBB-A1215

Data: 18.04.2025

ITALIANO



Unità per contrasto di fase indipendente (incluso condensatore PH e cursore PH) singolo modulo a innesto con obiettivo PH Plan 8 10×, per OBL-1

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

PH-Unità singola 10× OBB-A1215

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1215
Modello-Serie	OBB-APH
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761167476
Numero di tariffa doganale	90119000

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard



ITALIANO

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	170×120×70 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	0,30 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	700 g

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
OBB-A1390	Obiettivo planare PH infinito KERN OBB-A1390
OBB-A1398	Condensator per microscopio KERN OBB-A1398
OBB-A1399	Cursore PH KERN OBB-A1399
OBB-A1383	Oculare di centraggio OBB-A1383
OBB-A1452	Cursore PH KERN OBB-A1452