

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN YKA-46

Data: 18.04.2025

ITALIANO



Image not
available

Alimentatore (EU/CH), Lunghezza cavo ca. 1,5 m

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

Alimentatore di rete YKA-46 (12 V, 1.0 A | 100 - 240 V 50/60 Hz 0.5 A | EURO, CH)

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	YKA-46
Modello-Serie	YKA-ACC
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	404576 1260887
Modello precedente	FOB-A09
Numero di tariffa doganale	85044095

Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO
Tensione di ingresso	100-240V 50/60Hz 0.5A

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	85×85×55 mm
Peso lordo	0,30 kg
Peso netto	0,25 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	100 g
--	-------

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	10 g
---	------

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	10 g
--	------

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
---	-----

Componenti per l'imballaggio - in peso - vetro	0 g
--	-----

Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
--	-----

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
--	-----

Componenti per l'imballaggio - in peso - metallo	0 g
--	-----

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----