


**BROCHURE PRODUIT****SAUTER  
AC 17R**

Date: 20.04.2025

FRANCAIS



Pince longue pour tests de traction et de déchirement

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## DESCRIPTION

- Contenu de la livraison : 1 pièce

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	AC 17R
Model-Serie	AC
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Pincés et outils de serrage
Type d'utilisation du produit	Élément de la liste des pièces commerciales;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761122789
Numéro de tarif douanier	90278990

### Données techniques - Primaire

Max. Force	500 N
Max. Largeur de la pince	8 mm

### Données techniques - Construction

Matériau	acier
Dimensions du boîtier (LxPxH)	8×40×18,5 mm

### Données techniques - Système de mesure

Filets de montage	Trou fileté M6
-------------------	----------------

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	150×100×10 mm
Poids brut	0,05 kg
Poids net	0,05 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Pas de marchandises dangereuses
Composant de l'emballage - par poids - plastique	10 g
Délai de livraison	1 d

### FONCTIONS

Standard
----------



## ACCESSOIRES

Modèle	Description
AFM 02	Manchon SAUTER AFM 02
AFM 22	Adaptateur KERN AFM 22
AFM 03	Manchon SAUTER AFM 03
AFM 01	Manchon SAUTER AFM 01
AFM 14	Adaptateur KERN AFM 14
AFM 20	Filetage SAUTER AFM 20
AFM 08	Filetage SAUTER AFM 08
AFM 13	Manchon SAUTER AFM 13