

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# KERN SET-46

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL

Software EasyTouch

SET-46

**Backup  
Scheduler**

EasyTouch Backup Scheduler - Copia de seguridad y restauración de datos

---

### CONTACT





KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS



ESPAÑOL

## DESCRIPCIÓN

- Nota: El requisito para este set es el programa básico SET-01 Base
- Programador de copias de seguridad: Automatice las copias de seguridad de sus datos y beneficie de procesos continuos y programados que protegen su valiosa información en segundo plano
- Copias de seguridad automáticas: Ahorre tiempo y dinero con las copias de seguridad automáticas a intervalos establecidos. Esto garantiza un almacenamiento de datos coherente y fiable, reduce el tiempo de inactividad y minimiza el riesgo de pérdida de datos en caso de interrupciones
- Configuración del archivo de copia de seguridad: Los usuarios pueden personalizar el nombre del archivo de copia de seguridad, incluyendo un nombre raíz y una marca de tiempo como postfix. También se puede personalizar el directorio de copia de seguridad y el tipo de copia ya sea la creación de un nuevo archivo, la sobrescritura de uno existente o su ampliación)
- Intervalo de copia de seguridad: El intervalo de las copias de seguridad puede fijarse en horas, varias veces o una vez al día, semanal, mensual y anualmente
- Mensajes de seguridad: Cada copia de seguridad automática de datos se muestra en el directorio de copias de seguridad con el nombre del archivo como enlace al archivo de copia de seguridad
- Historial de copias de seguridad: El progreso y el estado de todas las copias de seguridad se registran y

pueden rastrearse en cualquier momento

- Restauración: En caso de avería, la última copia de seguridad guardada puede restaurarse fácilmente mediante la función "Restaurar"

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SET-46
Serie de modelos	ETS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	EasyTouch
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1486348
Número del arancel aduanero	852349 10

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

## FUNCIONES

Standard



Option

