


BROCHURE DEL PRODOTTO

SAUTER AC 17R

Data: 20.04.2025

ITALIANO



Morsetto lungo per prove di trazione e di strappo

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

- Consegna: 1 pezzo

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	AC 17R
Modello-Serie	AC
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Misurazione della forza
Gruppo di prodotti	Morsetti e strumenti di serraggio
Tipo di utilizzo del prodotto	Elemento dell'elenco componenti in commercio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761122789
Numero di tariffa doganale	90278990

Dati tecnici - Primario

Forza massima Forza	500 N
Larghezza massima del morsetto Larghezza del morsetto	8 mm

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	acciaio
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	8x40x18,5 mm

Dati tecnici - Sistema di misura

Filettature di montaggio Foro filettato M6

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (LxPxH)	150x100x10 mm
Peso lordo	0,05 kg
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	Nessuna merce pericolosa
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	10 g
Tempo di consegna	1 d

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
AFM 02	Bussola SAUTER AFM 02
AFM 22	Adattatore KERN AFM 22
AFM 03	Bussola SAUTER AFM 03
AFM 01	Bussola SAUTER AFM 01
AFM 14	Adattatore KERN AFM 14
AFM 20	Filettatura SAUTER AFM 20
AFM 08	Filettatura SAUTER AFM 08
AFM 13	Bussola SAUTER AFM 13