

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN YKA-05

Datum: 18.04.2025

DEUTSCH



Steckernetzteil 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, Standard EURO/US/AUS/UK/CH

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Steckernetzteil YKA-05 (24V 1A | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | EURO, AUS, UK, US, CH)

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	YKA-05
Modell-Reihe	YKA
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761152755
Zolltarifnummer	85044095

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht -
Kunststoff

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht - Glas

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht - Holz

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard



Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	50×50×50 mm
Bruttogewicht	0,20 kg
Nettogewicht	0,10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	0 g