

BROCHURE DEL PRODOTTO**OPTICS
OBB-A1538**

Data: 19.04.2025

ITALIANO



Inserito per campo oscuro per stereomicroscopi

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

Condensatore in campo scuro (olio) OBB-A1538

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1538
Modello-Serie	OBB-AC
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761198333
Numero di tariffa doganale	90119000

Dimensioni imballo (L×P×H)	80×80×70 mm
----------------------------	-------------

Peso lordo	0,80 kg
------------	---------

Peso netto	0,30 kg
------------	---------

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
----------------------	-----------------

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	500 g
---	-------

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard



ITALIANO

Dati tecnici - Costruzione

Tipo di condensatore	Condensatore di campo oscuro
Apertura del condensatore	1,3
Montaggio del condensatore	centrabile

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
OBB-A1423	Condensatore di campo oscuro OBB-A1423