

## FOLLETO DEL PRODUCTO

# OPTICS OBB-A1155

Fecha: 18.04.2025

ESPAÑOL



Unidad fluorescente KERN OBB-A1155

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## DESCRIPCIÓN

Unidad de fluorescencia HBO 100W (B / G / UV / U ) OBB-A1155

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A1155
Serie de modelos	OBB-AFL
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/ servicio
Código EAN (Modelo)	4045761164963
Número del arancel aduanero	90119000

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	550×460×320 mm
Peso bruto	9 kg
Peso neto	9 kg
Método de envío	Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - cartón	250 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	250 g
Plazo de entrega	1 d

## FUNCIONES

Standard
----------



## PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
OBB-A1407	Unidad de iluminación HBO 100W (B / G / UV / U) OBB-A1407
OBB-A1384	Placa de protección del condensador OBB-A1384
OBB-A1358	Bombilla KERN OBB-A1358
OBB-A1381	Lente de centrado OBB-A1381
OBB-A1425	Fuente de alimentación HBO OBB-A1425
OBB-A1545	Pantalla de protección UV OBB-A1545