

BROCHURE PRODUIT**OPTICS
OBB-A2502**

Date: 19.04.2025

FRANCAIS



Tube binoculaire

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
 d'informations

DESCRIPTION

Tube de microscope OBB-A2502

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A2502
Model-Serie	OBB-AT
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes à lumière transmise
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761173255
Numéro de tarif douanier	90119000

Données techniques - Primaire

Tube	Binoculaire
------	-------------

Données techniques - Construction

Type de tube	Siedentopf
Angle du tube	30°
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	48 mm
Dioptre réglable	unilatéral

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
------------------------------	-------

Température de stockage max.	40 °C
------------------------------	-------

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	265×185×165 mm
-----------------------------------	----------------

Poids brut	2 kg
------------	------

Poids net	1,4 kg
-----------	--------

Mode d'expédition	Service de colis
-------------------	------------------

Composant de l'emballage - par poids - plastique	600 g
--	-------

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

FONCTIONS

Standard

