


FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN KUM-05

Fecha: 18.04.2025

ESPAÑOL



Interfaz de datos interna WiFi

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

- Los módulos universales KERN (KUM) permiten el intercambio de datos y comandos de control entre la balanza y la red o el PC, el dispositivo móvil, la impresora, etc. a través de varias interfaces: RS-232, dispositivo USB, Ethernet, Bluetooth y WLAN. De este modo, garantizamos la perfecta integración de su balanza KERN en las cadenas de producción o proceso, con el fin de ofrecer un proceso de trabajo sencillo y continuo
- Los módulos de interfaz KUM para RS-232, USB, Ethernet, Bluetooth y WLAN se conectan directamente a la placa de circuitos impresos según la selección individual, de modo que queda garantizada la protección IP de la carcasa

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	KUM-05
Serie de modelos	KUM
Surtido	KERN
Tipo de producto	Accesorios generales para balanzas
Grupo de productos	Accesorios (impresora, etc.)
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	404576 1476769
Número del arancel aduanero	90160090

Componente de embalaje - por peso - cartón	100 g
--	-------

Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	100 g
---	-------

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

FUNCIONES

Standard



Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	65×60×100 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,30 kg
Método de envío	Servicio de paquetes