

KERN 317-07

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 100 g, Knopf, Edelstahl poliert

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	317-07
Modell-Reihe	317
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761312555
Vorgängermodell	317-07-2021a; 317-07-2022i
Nachfolgemodell	317-07-2022i
Planned start date	2022-2HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	100 g
Toleranz (OIML)	0,16 mg
Gehäuse Aluminium	317-070-600
Gehäuse Kunststoff	317-070-400
Gehäuse Holz	317-070-100

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	100 g
OIML-Klasse	E2
OIML-konform	Yes

Funktionen

Standard

Toleranz (OIML)	0,16 mg
Dichte (kg/m ³)	7950
Volumen (cm ³)	12,5

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	22×22×38 mm
Bruttogewicht	0,10 kg
Nettogewicht	0,10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Yes
-----------------	-----

Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung	962-337
-------------------	---------

KERN 317-07

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 100 g, Knopf, Edelstahl poliert

KERN[®]

