

KERN FL 2K

Potente medidor de fuerza digital con asistencia gráfica para mediciones de fuerza de tracción y compresión con célula de carga externa

KERN®

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	FL 2K
Serie de modelos	FL
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Medición de la fuerza
Grupo de productos	Dispositivos digitales de medición de fuerza (sensor externo)
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761138919
Planned start date	2014-1HJ
Número del arancel aduanero	90248000

Datos técnicos - Primarios

Fuerza máx. Fuerza	2,5 kN
Legibilidad	1 N

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa	170×75×30 mm
Material de la carcasa	Aluminio
Rosca de montaje	Agujero roscado M12

Datos técnicos - Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Altura de los dígitos de la pantalla	8,5 mm
DisplayReverse	Yes

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Alimentación eléctrica	Batería y suministro de energía
Tipo de batería	NiMH
Tiempo de funcionamiento (pantalla apagada)	10 h
Tiempo de funcionamiento (pantalla encendida)	8 h
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO
Clase de protección	Sin clase de protección

Datos técnicos - Sistema de medición

Unidades	N
Tolerancia (% desde Máx.)	0,2%
Dirección de la fuerza	Compresión;tracción

Datos técnicos - Funciones

Función Hold	Yes
Función de pico	Yes
Valor límite (Mín - Máx)	Yes
Interfaz	Analog (0 +/-2V);RS-232 serienmäßig;USB-Device

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura mínima de almacenamiento	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

KERN FL 2K

Potente medidor de fuerza digital con asistencia grafica para mediciones de fuerza de tracción y compresión con célula de carga externa



Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	373×324×113 mm
Peso bruto	1,6 kg
Peso neto	0,55 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	Ni-MH (UN 3496, Instrucción de embalaje #0, Not Restricted as per Special Provision A199)
Componente de embalaje - por peso - cartón	935 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Memoria Yes

Memoria de valores - número de grupos 1

Memoria de valores - número de células (por grupo) 500

Servicios opcionales

Calibración DAkKS - push/pull 963-362

Calibración DAkKS - sólo empujar 963-262

Calibración DAkKS - sólo pull 963-162

Funciones

Standard



Option

